

Fiche technique

Utiliser un microscope


Méthode :

- => Brancher le microscope.
- => Allumer le microscope avec le bouton situé à l'arrière du socle.
- => Mettre la préparation à observer sur la platine.
- => Tenir la préparation à observer avec les pinces situées sur la platine.

- => Mettre le grossissement rouge.
- => Utiliser la grande vis pour faire la mise au point.
- => Utiliser la petite vis pour finir la mise au point.

- => Une fois la mise au point réalisée, passer au grossissement jaune puis faire la mise au point avec la petite vis.

- => Passer au grossissement bleu et faire la mise au point avec la petite vis.



Fiche technique

Utiliser un microscope

Méthode :

- => Brancher le microscope.
- => Allumer le microscope avec le bouton situé à l'arrière du socle.
- => Mettre la préparation à observer sur la platine.
- => Tenir la préparation à observer avec les pinces situées sur la platine.

- => Mettre le grossissement rouge.
- => Utiliser la grande vis pour faire la mise au point.
- => Utiliser la petite vis pour finir la mise au point.

- => Une fois la mise au point réalisée, passer au grossissement jaune puis faire la mise au point avec la petite vis.

- => Passer au grossissement bleu et faire la mise au point avec la petite vis.

